

TRANSPORT VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Solunum devresi seti hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Oxylog 3000, Oxylog 3000 Plus ve Oxylog 2000 Plus model transport ventilator cihazıyla uyumlu olmalıdır.
- 2- Solunum devresi seti tek kullanımlık olmalıdır.
- 3- Set pediyatrik kullanıma uygun olmalıdır.
- 4- Set; 190cm hortum, ekspirasyon valfi, ölçüm hatları, akış sensörü ve çift yöne dönebilen dirsekten oluşmalıdır.
- 5- Set polietilen ve polipropilenden yapılmış olmalıdır. PVC içermemelidir.
- 6- Devre birleşim yerlerinde hava kaçağı olmamalı, yapılan kaçak testlerini geçmelidir.
- 7- Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
- 8- Ürün, EN ISO 14644-1:1999' a bağlı olarak clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.
- 9- Ürün, CE belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Tıp. No: 221 Dia. Tes. No: 36684-51155