


KALÇA YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi gümüş iyonlar ile kaplı ve antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salınımla mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınımla mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinede yıkanabilmelidir.
- 9- Yoğun bakım destek pedi oyuk tasarımı olmalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 11- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 12- Yoğun bakım destek pedi 50x40x10 cm (uzunlukxgenişlikxyükseklik) ölçülerinde olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Akif
Dip. Tes. No: 100005-100005
C.B. İ. T.F.
Meslekî ve Teknik Eğitim Bakanlığı
A.Ş.

LATERAL YOGUN BAKIM DESTEK PEDI TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinede yıkanabilmelidir.
- 9-Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 11- Yoğun bakım destek pedi 185x35 cm (uzunlukxgenişlik) ölçülerinde olmalıdır.


Prof. Dr. Deniz TOK
Dip. Tes. No: 20988-42843
E. S. D. 442
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A. D.

BAŞ DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

15

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Baş destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır.Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş hi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Baş destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinede yıkanabilmelidir.
- 9- Baş destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.
- 10- Baş destek pedi maserasyonu önlemelidir . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 11- Baş destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 12- Baş destek pedi 35x25x6 cm (uzunlukxgenişlikxyükseklik) ölçülerinde olmalıdır.



Prof. Dr. Mustafa TOK
Sip. Tes. No: 20998-42843
C.B.Ü. T.C.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

UNİVERSAL YOĞUN BAKIM DESTEK PEDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

30

K

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2- Yoğun bakım destek pedi dış yüzeyi gümüş iyonları ile kaplı olmalıdır.
- 3-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.
- 4- Yoğun bakım destek pedleri 1000 yıkama garantili olmalıdır.
- 5-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 6-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 7- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 8- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 9-Kaplaması poliüretan malzemedan dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemedan yapılmış olmalıdır.
- 10-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemelidir.
- 11- Yoğun bakım destek pedi dış kılıf 95° iç kılıf 40° kadar makinede yıkanabilmelidir.
- 12- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 13- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır.
- 14-Yoğun bakım destek pedi 35X25 cm veya 40x15 (uzunlukxgenişlik) ölçülerinde olmalıdır.



ÜÇGEN YOĞUN BAKIM DESTEK PEDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır.Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir ve gümüş iyon kaplı olmalıdır.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Yoğun bakım destek pedi 1000 yıkama garantili olmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinada yıkanabilmelidir.
- 9- Yoğun bakım destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 11- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 12-Üçgen yoğun bakım destek pedinin ölçüleri 56x56, 32x32 ve 28x28 cm olmalıdır.

Prof. Dr. Muzafer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Dip. No:221 Dlp. Tes. No:30683-51155