

AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞ (SR55)

1. Disposable, Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zimba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
4. Zimba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Kartuşunun içerisinde en az 88 adet titanyum zimba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır.
9. İçerisindeki zimbalar maksimum hemostaz sağlayan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır.
Bu sayede anastomoz kaçışını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm) , orta/kalın kalınlığındaki dokularda(1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama yapılabilir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zimba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zimbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır.
12. Teklif edilen kartuş kullanılacak stapleri ile birlikte değerlendirilecektir.


Prof. Dr. Yavuz KAYA
C.B.U.T.F. Genel Cerrahisi
Diplom No: 075/3184251/8