


AKTİF UCU AÇILABİLİR RF KANÜL ŞARTNAMESİ

1. Aktif ucu açılabilir RF kanüllerin hepsi steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Her ambalaj üzerinde Marka, Kod, Lot, Sterilizasyon Tarihi , Miat olmalıdır.
3. RF Kanüller, kullanılan termocouple elektrod ile tam uyum sağlamalıdır.
4. Kanül kısmı teflon izole olmalıdır. Aktif ucu yalıtılmamış olmalıdır. Bu kısım 5mm olmalıdır.
5. Kanülün açılabilen aktif ucu nitinol hafızalı metalden yapılmış olmalıdır.
6. Kanülün açılabilen aktif ucu 3 parçadan oluşmalıdır ve bu parçalarda lezyon gerçekleştirebilmelidir.
7. Kanülün aktif ucu hasta içindeyken sorunsuzca açılmalıdır. Aktif ucun ne kadarının açık olduğunun seviyesi kanülün üzerindeki seviye göstergesinden görülebilmelidir.
8. Kanülün uzunluğunun 5, 10, 15, 20cm olmak üzere seçenekleri bulunmalıdır.


Prof. Dr. İdil Tekin
Dip. Tes. No: 62855-43623
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve
Reanimasyon A.D.