

## ANTI-BASINÇ PED VE POZİSYONERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Pedler özelliikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında basınç dandolayı oluşansinirzedelenmelerivedokutravmaları (dekübit yaralar) ile hipotansiyon riskini önlemelidir.
- 2- Pedler vücutta kide kübit oluşumunu engellemelive bümaksatla aşağıdaki kriterlere uygunluğu bili mselyayınlardaki verilerle belgelenmelidir :
- 2a) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücut ısısını artırmamalıdır.
- 2b) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile 50 kcal/m<sup>2</sup>/h (±%10) ısı geçirenliği nesahipolmalıdır.
- 2c) Pedlerin kullanımından en az 1 saat sonra bile vücutta kibağılnemoranın maksimum %15 (±5) artırmalıdır.
- 3- Doku hasarını en az indirmesi için basıyakarşı direnç göstermemelive bun için pedlerin basınç altındaki kalınlığının %25'i kadar incelmehalinde bile gösterdiği karşı direnç inç<sup>2</sup> başına maksimum 0.5 libre (±0.2 libre) olmalı ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 4- Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltiyle, en z 1 tam gün (±2 saat) tutulması halinde bile serbest kaldığı nda tamamen eskihalinedöne bilmelive bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 5- Pedlerin içindeki polimer malzeme yapılan testlerde 10 katınakadar uzatılsa bile yine eskihalinedöne bilmelive bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 6- Pedler "yumuşak dokueşdeğer malzemesi" olarak bilinsuyun ışınlariemmoranınakiyaslamaksimum değerde emmoranınasahipdoku-benzeri" birmaddeden yapıldığı bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir. ±%10
- 7- Silikon, Vinil, Hava, Köpük, Süngerve Likitesaslı vb. akmayabilen, zamanla deforme olanalerjik maddelerden mamul olmamalıdır.
- 8- Pedlerin alev-almadığı; alev emaruzkalsa bile 2 sn içinde (±2 sn) kendikendinesönümlenen bir yapıda olduğubağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.
- 9- Yukarıda istenen kriterlerle ilgili olarak firmaların beyanı kabul edilmeyecek; yabancı dildeki belge bilimselyayınlar ise yeminli tercüman venoter-onaylı olarak sunulacaktır.
- 10- Reusable olmalıdirve kolaycatemizliğı yapılabilmelidir. Ürünlerin altında CE işareti, 2 yıl garantikibi için lot numarasive imalatçı firma bilgileri ürünü yüzeyine imalatçı tarafından çikmayacak-silinmeyecek bir teknikle basılmış olmalıdır.
- 11- Talepedilen pozisyon pedleriyle birlikte lokal ve ulaşılmasız zorküçük bölgeler için (her setini içinde 4, 8 ve 14 cm çaplarında (±1 cm) top.3 ad. olmak üzere) top 3 set dairesel spot pedlerden verilmelidir.
- 12- Talepedilen ürünler ve batılara aşağıdaki gibiverilmelidir;
- |                                   |                      |         |
|-----------------------------------|----------------------|---------|
| Göğüs Pozisyoneri - Yetişkin      | 40,6 x 15 cm         | 2 Adet  |
| Göğüs Pozisyoneri - Yetişkin      | 50,8 x 10 cm         | 4 Adet  |
| Göğüs Pozisyoneri - Yetişkin      | 40,6 x 10 cm         | 10 Adet |
| Göğüs Pozisyoneri - Pediatrik     | 30,5 x 7,5 cm        | 6 Adet  |
| Göğüs Pozisyoneri - Pediatrik     | 25,5 x 7,5 cm        | 2 Adet  |
| Standart Kol Pedi                 | 61 x 11,5 x 1 cm     | 20 Adet |
| Simit Kafa Pedi - Pediatrik       | 14 x 5,7 x 3,2 cm    | 6 Adet  |
| Simit Kafa Pedi - Pediatrik-Bebek | 11,4 x 5,1 x 2,5 cm  | 6 Adet  |
| Simit Kafa Pedi - Geniş           | 20,3 x 11,4 x 4,4 cm | 15 Adet |
- oftalmik kafa pedi - yetişkin 23 x 23 x 3,8 cm 2 adet*