

## DERMATOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemizde mevcut AYGÜN marka elektrikli ve bataryalı M10-100 model dermatom cihazına uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2.Bıçak paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve tek taraflı açılanmış olmalıdır.
- 3.Bıçak üzerinde birbirinden farklı boyutlarda, iki yatay bir dikey bıçak sabitleme perforeleri mevcut olmalıdır.
- 4.Paket açılırken bıçağın kullanıcıya zarar vermemesi için, bıçağın içerisine yerleştirildiği bir koruma sistemi olmalıdır.
- 5.Denenerek uygunluk verilecektir.
- 6.UBB/ÜTS kaydı olmalı, teklifte belirtilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZDEMİR  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Cerrahi Kliniği  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı