

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYON RULOSU ŞARTNAMESİ

1. Avrupa standartlarına, AENOR standardına ilave olarak Avrupa sterilizasyon paketleme Birlięi (E.S.P.A.) üyelięine (üretici firma ve ISO 9002, standardına haiz olmalıdır.
2. Etilen oksit Buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Process indikatörleri her iki sterilizasyon alanının dışında, yani paketin yan kenarları üzerinde olmalıdır.
3. Rulunun her iki yanında fabrikasyon olan yapışma şekli mikro organizmaya direnç sağlaması için en az üç sıra yapıştırılmış olmalıdır.
4. Rulunun folyo kısmı 12 mikron pet, 50 mikron cpp olmalıdır.
5. Standartları belirten baskı fabrikasyon olmalı ve sonradan ilave edilmiş olmamalıdır.
6. Her rulunun üzerinde açılış yönünü gösteren bir işaret olmalıdır.
7. Rulo kapatıldığında kapatılan kısmı koyu yeşil renk olmalı kapatma kalitesini göstermelidir.
8. Tüm baskılar rulunun yan kısımlarında steril alanın dışında olmalıdır.


Dr. Arzu Kefi
Cep. No: 0543 - Telex No: 100365
Etilen Oksit Sterilizasyon Rulosu