

## EtCO<sub>2</sub> MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Monitörün CO<sub>2</sub> ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

- a) CO<sub>2</sub> ölçümü 0...15%(0...15kPa,0...113mmHg) arasında  $\pm 3\%$  doğruluğunda olmalıdır.
- b) EtCO<sub>2</sub> ve FiCO<sub>2</sub> için ayarlanabilir düşük ve yüksek alarm limitleri olmalıdır.
- c) CO<sub>2</sub> değişimlerini ölçerek 4...60 solunum/dakika arasında solunum oranını hesaplayabilmelidir.
- d) CO<sub>2</sub> ölçümü hem dalga şeklinde hem de numerik olarak görüntülenebilmelidir.



Prof.Dr.Demet TOK  
Dip.Tes.No: 30985-42843  
C.B.U.T.F.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.