

1 adet

FAKO HANDPIECE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hastanemizde bulunan Alcon Infinity fako cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Handpiece titanyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Handpiece cihazda ayarlanan komutlara göre klasik fakoemülsifikasyon prensibinde olduğu gibi fako tipini 40.000 hz ile ileri geri ultrasonik hareketinin yanı sıra, aynı anda tıpin sağa ve sola 100 hz ile maximum 5.5 derecelik bir osilasyon (salınım) hareketini yapabilmelidir.
4. Handpiece yukarıda bahsedilen bu iki farklı hareketin, istenildiğinde tek başlarına, istenildiğinde de aynı anda kullanılabilmesine imkan verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5. Handpiece üzerinde cihaz konnektörünü otoklavada zarar görmemesi için korumayı sağlayan kilit kapak sistemi olmalıdır.
6. Handpiece üzerinde seri no ve ref noları mutlaka yer almalıdır.
7. Handpiece üzerinde cihaz kaset sisteminden gelen irrigasyon ve aspirasyon hatlarının yanlış bağlanmasına imkan vermeyecek girişler olmalıdır.
8. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, karton kutusu içinde süngerli korunaklı olarak bulunmalıdır.
9. Handpiece cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.


Dr. C. Demirbaş
Dip. Tesc. No: 153808

1 ADET
(DEMİRBAŞ)
MALZEME