


FLOW SENSÖRLÜ VE MEMBRANLI SOLUNUM DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Parçalar Hamilton Marka Ventilatörlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen hasta solunum seti içerisinde, i adet flow sensör, ara bağlantı hortumları, 1 adet nemlendiricili(HME) bakteri filtresi, i adet Portlu Y parçası, i adet su tuzağı, I adet portlu flex tube, I adet Ekspirasyon Valf membranı ve gerekli bağlantı k nnekt rleri bulunmalıdır
3. Hortum setleri I. sınıf PVC malzemeden yapılmıř ve 22 mm  apında olmalıdır.
4. Flow Sens r ile flex t p arasındaki bağlantı k nnekt r   l s  22m, 22m olmalıdır.
5. Expiratory Valve Cover membranının  zerinde orijinal "unt n", "down" ve "bas" yazıları olmalıdır.
6. Ekspirasyon Valf membranının metal ara y zeyi olmalıdır.
7. Ekspirasyon Valf membranı, kimyasal sterilizasyon, ETO(Etilen Oksit) ve Buhar otoklav ile steril edilebilmelidir.
8. Membran, Ekspirasyon valf cover ın  zerine ka ak olmayacak řekilde tam oturmalı ve ekspirasyon valf kalibrasyonu testini ge melidir.
9. Teklif veren firma hastanemizdeki Hamilton Medical Ventilat r Cihazına bakım yapabilmek i in yurtdıřında gerekli e itimi aldı ını g sterir belgelere sahip olmalıdır.
- 10..Malzemenin UTS kaydı olmalıdır


Prof. Dr. Deniz TOK
D p. Tes. No: 30985-42843
C.B. .T.F.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.