

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzeme Cinsi	Miktarı	Birimi
1	GAİTADA GİZLİ KAN TEST KİTİ	5000	TEST

GAİTADA GİZLİ KAN TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Test immünokimyasal yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin etmelidir.
- 2- Numune verme işlemi öncesinde hastaya diyet yaptırma gereği duyulmamalıdır.
- 3- Testin kalitatif pozitif sonuç değeri 50 ng/ml olmalıdır.
- 4- Analiz için kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
- 5- Testler üretici firmanın ambalajında ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 6- Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç on dakika içerisinde alınabilmelidir.
- 7- Seyreltici reaktif gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalıdır.
- 8- Kit reaktifleri ve kit + 2-30 °C aralığında saklanabilmelidir.
- 9- Her solüsyonun içerisine ekstrakte edilen numune en az 3 gün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 10- Test kasetinde sonuçlar tek çizgi ,çift çizgi olarak yorumlanabilmelidir.

Prof Dr Ahmet Özbilgin

Prof Dr. Nergiz Girgin Kardeş

Prof Dr. Sinem Akçol