

TELESKOPIK AORTİK KROS KLEMP İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Aorta veya periferik damarın geçici oklüzyonunu sağlamada kullanılmalıdır.
- 2- Klempin esnek kordonu, teleskopik bir kılıf tarafından sabitlenebilmelidir.
- 3- Klempleme sonrasında, teleskopik kılıf geri çekilerek esnek kordon cerrahi sahanın uzağına taşınabilmelidir.
- 4- Kordon, hareket esnekliğini temin için tel örgü kablo üstüne 40 ± 4 çelik boncuktan oluşmuş olmalıdır.
- 5- Oklüzyon basıncı, esnek kordon 60° büküldüğünde dahi sabit kalmalıdır.
- 6- Esnek kordon, minik kesi girişimlerde klemp ile yerleştirmeyi mümkün kılmalıdır.
- 7- Klemp, ergonomik tasarımlı elceğı sayesinde tek elle kullanılabilirdir.
- 8- Elcekteki mandal dişli, dişli başına oklüzyon tazyikini kıarak aortada travmayı önlemek için en az 15 kertik içermelidir.
- 9- Klemp çenesini açmak için elceğın hem ön hem arka kısmında ayrı serbest bırakma düzenekleri bulunmalıdır.
- 10- Ağız uzunluğu $33 \pm \%5$, $66 \pm \%5$ veya $86 \pm \%5$ mm olmalıdır.
- 11- Parsiyel aorta oklüzyonu için tasarlanmış modelleri de var olmalıdır.
- 12- Klempin, çenesi düz yahut eğri tipleri ayrı ayrı temin edilebilmelidir.
- 13- Bütünleşik bir yıkama/ durulama yuvası olmalıdır.
- 14- Klemp ağzına farklı damar yapıları için farklı evsafda keçeler takmak mümkün olmalıdır.
- 15- 20 çift atravmatik keçesi, klemple beraber bilabedel verilmelidir.
- 16- FDA ve CE standartlarına sahip olmalıdır.
- 17- Özel sterilizasyon kutusu ile arz edilmelidir.