

JELLİ EDTALİ TÜP TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Tüpler vakumlu olmalıdır.
2. Tüpler vakumlu kan almaya uygun, polietilen tereftalat (PET) plastik malzemeden yapılmış ve kırılmaz olmalıdır.
3. Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçraması) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmalıdır. Kapak yapısı kan sızdırmayacak şekilde çevirmeli veya çekme kapak yapısında olmalıdır..
4. Tüplerin içerisinde katkı maddesi **K2EDTA** olarak bulunmalıdır. Tüplerin içerisinde **jel** bulunmalıdır. Moleküler tanıda ve viral yük tayin testleri için kullanılabilir.
5. Tüplerin yüzeyinde kan alma seviyelerini gösteren çizgiler bulunmalıdır.
6. Tüpler üzerinde etiketleri olmalıdır.
7. Tüplerin üzerinde; içindeki kimyasal madde, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık olduğunu gösteren ifade, dolum hacmi (mL cinsinden), steril olduğu, üretici firma logosu ve barkod bulunmalıdır.
8. Tüplerin son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.
9. Tüpler 50'lik paketlerde, altı kapalı spor içerisine yerleştirilmiş orijinal ambalajında olmalıdır. Paket üzerinde en az sterilite işareti, lot numarası, miadı ve üretici firma adı bulunmalıdır.
10. Tüp boyutları 3,5 ml tüpler için 13x75, 5 ml tüpler için 13x100 ve 8 ml tüpler için 16x100 olmalıdır.
11. Tüp kapak rengi ISO 6710'a uygun, mor renkli, kapak üzerinde sarı halka bulunmalıdır.
12. Tüplerin çeperlerinde ml kan başına 1.2 – 2.0 mg anhidroz EDTA solüsyonu kuru püskürtülmüş olarak bulunmalıdır.

Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

Prof. Dr. Sinem AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384