

Sheat Intraducer Set 6F, 7F, Kısa (KR1061)

Intraducer en az 11 cm uzunlukta ,silikon hemostatik valvli , en az 15 cm uzunlukta vessel dilatör, 45 cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır. Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır. Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır. Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55085 94 200

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç 150 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, j curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTuran
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256

Manifold Kit Set (KR1149)

Set İerięi : Koroner Anjio Seti (Üy yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basın Baęlantı Seti)

Üzerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptörlü, saę pozisyonlu, kristal saydamlıęında, en az 400 psi basına dayanıklı olmalıdır.

1-) Set ierisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylıęı bakımından kolayca ve yumuřak bir şekilde evrilebilir olması gerekmektedir

2-) Set ierisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, baęlantıları steril pakette baęlantılı olarak teslim edilmelidir.

2-) Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

3-) Paketler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

4-) Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalı

Prof. Dr. Özgür BAYTIRAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256

Otomatik Y Konnektör- Torquer- Yönlendirici Seti(KR1145)

Girişimsel (PTCA STENT vb.) işlemler esnasında hemostas ve infüzyon amaçlı kullanılacaktır.

Ürün paketinde,bir adet üzerine uzatma hattı(30 cm. ve 50 cm.uzunluk opsiyonları bulunan)ve 3 yollu musluk monte edilmiş valfli Y-konnektör , kılavuz tel yönlendiricisi ve Torquer olmalıdır

Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesine müsaade edecek oranda şeffaf yapıda olmalıdır.

Guide wire intraducer metal ucu künt kalınlığı 014 ve 0.021 kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu da en az 8 cm. olmalıdır.

Y-Konnektör valfi triküspit (üçlü) yapıda açılıp kapanmalı. çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır.

Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel, ayrıca döndürmeye ek olarak itme-çekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir.

Valf içi lümeni gerektiğinde kissing-ptca işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır.

Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (miyadi) olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTÜRKAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256

Seldinger Ponksiyon İğnesi (KR1146)

- 1- Arter-ven ponksiyonu için kullanılacaktır.
- 2-18 gauge, Seldinger tipti, mandrensiz olmalıdır.

Prof. Dr. Özgür BAYTuran
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256