


**MR UYUMLU HASTA POZİSYONUNA GÖRE ADAPTE OLABİLEN
NÖROSTİMÜLATÖR İLE UYUMLU KAPAYICI PLUG
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) Kapayıcı Plug, çift kanallı nörostimülatörün tek kanalına SCS Lead takılması durumunda diğer kullanılmayan kanalın kapatılmasını sağlayan sistem olmalıdır.
- 2) Kapayıcı Plug, silikon kauçuktan yapılmış olmalıdır.
- 3) Kapayıcı Plug, paketlenme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
- 4) Kapayıcı Plug için saklama koşulu 57° üzeri ve -34° altı olmamalıdır.
- 5) Kapayıcı Plug, uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.


Prof. Dr. İdris Tekin
Dip. Tes. No: 62655 - 43623
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve
Reanimasyon A.B.D.