

**MR UYUMLU NÖROSTİMÜLATÖR İLE UYUMLU HAŞTA PROGRAMLAYICI TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

- 1) Hasta Programlayıcı,
Radyo Frekans sinyali vermesi için nörostimülatöre komutları göndererek nörostimülatörün açma-kapama işlemini yapabilen ve ayrıca değerlerini de değiştirebilen bir sistem olmalıdır.
- 2) Hasta Programlayıcı,
ayrıca nörostimülatöre ait programlama değerlerini ve batarya durumunu test edebilmelidir.
- 3) Hasta Programlayıcı, elektriksel parametreleri (frekans, amplitud, dalganın genişliği) değiştirilebilmeli ve tekrar programlayabilmelidir.
- 4) Hasta Programlayıcı, daha önceden doktor veya tıp teknikeri tarafından ayarlanmış olan 8 farklı program modu için hasta kullanımı mümkün olmalıdır.
- 5) Hasta Programlayıcı, hastanın MR cihazına girmesi durumunda, hastanın nörostimülatörü MR uyumlu ise, MR uyumluluk moduna konulduğunda menüsüne geçebilmelidir.
- 6) Uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.

Prof. Dr. Idil Tekin
Dip. Tes. Psik. No. 033
G.B.B. No. 001/2003
Kecamatan A.D.