

1- Manifold Kit Set (KR1149)

Set İerięi : Koroner Anjio Seti (Üy yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektörü + Opak ve Basın Baęlantı Seti)

Üzerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak şekilde ve 3 yollu rotating adaptörlü, saę pozisyonlu, kristal saydamlığında, en az 400 psi basına dayanıklı olmalıdır.

1- Set ierisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylığı bakımından kolayca ve yumuşak bir şekilde çevrilebilir olması gerekmektedir

2- Set ierisindeki anjio enjektörü 12 cc olmalıdır, baęlantıları steril pakette baęlantılı olarak teslim edilmelidir.

3- Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.

4- Paketler üzerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.

5- Teklif edilen ürünün CE belgesi mevcut olmalıdır.

Prof.Dr. Ali Rıza LİLGİ
Kalp Hastalıkları Uzmanı
36570 - 37235

2- Sheat Intraducer Set 6F, 7F, 8F Kısa (KR1061)

1-Kılıf uzunluğu en fazla 10cm uzunlukta, hemostatik valvli , dilatatör en fazla 15cm uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lü guidewire'dan oluşmalıdır. Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır. Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır. Sheat gövdesi kink yapmama özelliği taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır. Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.

2- Introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır.

3-Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır. 18 G iğne ile kullanılmalıdır.

4-Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır.

5- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

6- İhalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiği sayılarda 5F, 6F ve 7F ölçülerini sağlamalıdır. Kliniğin gereksinimine göre değişme işlemleri yapılmalıdır.

Dr. Ali Rıza ÇILGE
Kardiyovasküler Hastalıkları Uzmanı
38576 37255