



MALZEME İSTEK FORMU



Başhekim

EMİLEBİLEN FÜZYON İMPLANTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU TV 5795 ve 5796

- 1.** Ürün fiziksel yapı olarak örgüsel ağ şeklinde, biyolojik olarak ise tamamen emilebilir yapıda olmalıdır.
- 2.** Ürün kontrollü Hyaluranon salınımı gerçekleştirecek biomoleküller içeriğe sahip olmalı ve böylece doku içerisinde uzun süreli (16 hafta süresince) Hyalüronik asit oluşumu sağlamalıdır.
- 3.** Kemik defektlerinde ve parçalı kırık olgularında, periost (kemik zarı) kaybının olduğu vakalarda kullanılabilmeli ,tümör vb sesebeplerle kemik kaybı olgularında, osteosentez gerekli olgularda da kullanılabilmelidir.
- 4.** Ürün tek parçalı kırık stabilizasyonu tedavisinde ve psüdoartroz tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 5.** Ürün tendon ve sinir yaralanmalarında kullanılabilirmeli ve fibröz doku oluşumunu engellemelidir.
- 6.** Lezyon yapısına uygun olmalı , lezyon şekline göre kesilip suture edilebilmelidir.
- 7.** Ürün çift steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
- 8.** Ürün defekt üzerinde parçalı ve eklemeli kullanıma uygun olmalıdır.
- 9.** Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
- 10.** Ürün 0.3mm kalınlığında olmalıdır.
- 11.** Ürün CE işaretli olmalıdır.
- 12.** Ürün ölçülerı:

5cmx5cm: TV 5795 olmalıdır.

5cmx10cm: TV 5796 olmalıdır.