

PERİTON DİYALİZİ YARDIMCI MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PeritonealDiyaliz (CAPD)Kateter Adaptörü (Titanyum)

- Titanyumdan yapılmış`,tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.
- Periton diyaliz kateterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme halkası içermeli ve bu şekilde iki parçadan oluşmalıdır.
- 2,64mm-3,30 mm iç çap ve 4,88-5,08 mmdış çap kalınlıktaki kateterlere takılabilmelidir.

CAPD Ultra Transfer (Bağlantı)Seti

- Ultra transfer set periton diyalizi tedavisinde,titanyumadaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara set olarak kullanılmalıdır.
- Üzerinde karın içine ve dışına sıvı akışını kontrol eden döner başlıklı klemp bulunmalıdır.