


Avm ve Fistülöz Yapılar İcin Platin Mikrocoil Teknik Özellikleri

- 1.Sarmallar arteriyo-venoz malformasyonların, fistüllerin, anevrizmaların tedavisinde embolizasyon amacıyla kullanılabilirmelidir.**
- 2.Sarmallar koruyucu kılıf icerisinde bulunmalıdır**
- 3.Sarmallar radyopasitesi ve biokompatibilitesi yuksek bir metal olan platinden imal edilmiş olmalıdır.**
- 6.Ayrılma islemi icin elektrik,pil,cihaz yada kabloları ihtiyac duyulmamalıdır.**
- 7.Yapısı sayesinde çok esnek olmalı bu sayede tortüyöz damar anatomilerinde bile rahatca ilerleyebilmelidir.**
- 10.Cok ince yapıları sayesinde (en çok 0,018inc) mikrokaterlerin içinden gönderilebilmeye izin vermelidir.**
- 11.Cap seçenekleri en az 2mm en çok 11mm ve uzunluk olarak en az 25mm ile en çok 150mm arasında olmalıdır**
- 13.Sarmallar, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.**
- 14.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.**



Yrd.Doç.Dr. Fatih DÜZGÜN
C.B.Ü. Radyoloji A.D.
Dip. No: 10384
Uzm.Tescil No:119584