


**RF KANÜLÜ 10 CM ENJEKSİYON HATLI(ISI MONİTORİZASYONU
YAPABİLEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- RF Kanüller steril ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Ambalaj üzerinde marka, kod, lot numarası, sterilizasyon tarihi, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
- 3- Tek bir RF kanülü, elektrod özelliğinde olmalı, ısı monitorizasyonu yapabilmeli ve enjeksiyon hattını da içermelidir.
- 4- Açılı modellerde açı yönünü gösteren yön işaret boyalı noktası olmalıdır.
- 5- Rf kanüllünün aktif ucu 5mm olmalıdır
- 6- Kanüller 20G, ,10 Cm(aktif ucu dahil 10cm) olmalıdır.
- 7- Kanüllerdeki enjeksiyon hattı ve monitorizasyon hattı ayrı ayrı olmalı,monitorizasyon hattı direkt olarak kanüle bağlı olmalıdır.
- 8- Monitorizasyon hattının uzunluğu en az 70 cm olmalıdır.


Prof. Dr. Emin Tekin
Dip. Tes. No: 67655-03623
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve
Reanimasyon A.D.