


## SOFT SEAL KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Thermoplastik, Non-toksik, termosensitiv şeffaf PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zarar vermeyen satensi (soft seal) yapıda olmalıdır.
- 3- Kaf yapısı trakeaya en az temas yüzeyi oluşturan özel profil kaf kesimli olmalıdır.
- 4- Kafi düşük basınç-yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
- 5- Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.
- 6- Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla 105° olmalıdır.
- 7- Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi (Blue Line) tüp boyunca izlenebilmelidir.
- 8- Şeffaf tespit kanatları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 9- Tespit kanadı üzerinde malzemenin markası,iç ve dış çapı,kanülün uzunluğu yazmalıdır.
- 10- Kanülün içindeki mor renkli mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağa ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
- 11- Ürün latex içermemelidir.
- 12- Obtüratörün ortası , gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır.  
Bu orta hat rehber telin, kanülün konnektör kısmından kanülün uç kısmına kadar rahat ve güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 13- Soft Seal Profil kaflı kanüllerin 6.0- 7.0- 7.5- 8.0- 8.5- 9.0- 10.0 numaraları bulunmalıdır.
- 14- 15mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
- 15- Paketin içinde trakeostomi kanülü, obtüratör , kanül tespit bağı ve başka bağlantılarla karışmaması için ürün tanıtıcı yapışkan bandı bulunmalıdır.
- 16- Ürün tanıtıcı yapışkan bant üzerinde; ürünün markası,ref nosu,iç ve dış çapı,son kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.
- 17- Steril tekli paketlerde 10'lik kutularda bulunmalıdır.
- 18- Paket üzerinde son kullanma tarihi,kanülün açısı yazılı olmalıdır.

  
Prof. Dr. Deniz TOK  
Dip. Tes. No: 30965-42843  
C.B.Ü.T.F.  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.