

SPİNAL KORD STİMÜLASYONU İÇİN PERKUTAN OCTAD LEAD İLE UYUMLU UZATMA KİTİ TEKNİK ŞARNAMEŚİ

- 1) Uzatma, nörostimülatörün verdiđi düşük voltajdaki elektrik akımının, SCS Lead'e taşınmasını sağlayan sistem olmalıdır.
- 2) Uzatma, Octad (1x8) Lead ile uyumlu olmalıdır. Uzatmanın distal kısmında 8 adet konnektör bağlantısı bulunmalı, proximal kısmında ise nörostimülatörün tek kanalına bağlantı yapılabilmesini sağlayan 8 adet konnektör bağlantısı olan tek çıkışı bulunmalıdır.
- 3) Uzatma, poliüretan ve silikon kauçuktan yapılmış olmalıdır.
- 4) Uzatma uzunluđu 60cm-110cm aralığında olmalıdır.
- 5) Uzatma, paketlenme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
- 6) Uzatma ve aksesuarları için saklama koşulu 57° üzeri ve -34° altı olmamalıdır.
- 7) Uzatma, uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.

Prof. Dr. İdil Tekin
Dip. Tes. No: 62655 - 43623
C.B.Ü. Tıp Fak. Anestezi ve
Reanimasyon
