


## TEK KULLANIMLIK OTOMATİK GİRİŞİMSSEL ENJEKTÖR ŞİRINGASI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Şiringalar halen mevcut kullanmakta olduğumuz Medrad marka Mark 7 Arterion model enjektör cihazına uyumlu olacaktır.
- 2- Şiringalar steril paketler halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
- 3- Şiringalar 150 ml kapasitesinde olacaktır.
- 4- Her steril şiringa paketi içinde bir adet 150'lik şiringa ve kontrast madde doldurma tüpü birlikte olacaktır.
- 5- Kontrast madde doldurma tüpleri (Qft) "J" şeklinde olacak ve şiringa ucuna kolay takılıp çıkarılabilecektir.
- 6- Kullanma esnasında; şiringalar tırnak kısmında, yıpranma ve kırılma sonucu kullanımı engellemeyecek şekilde uygun bir materyalden yapılmış olmalıdır.
- 7- Şiringalar tamamen şeffaf yapıda olmalıdır.
- 8- Şiringalar üzerinde cihaza doğru yerleşimi gösteren dışarı doğru çıkıntılı kılavuz bölüm olmalıdır.
- 9- Şiringa üzerinde, şiringanın tek elle yüksek basınca dayanıklı tüpe bağlanmasını sağlayan lüer-lok konnektör üzerine monte edilmiş bağlantı aparatı bulunmalıdır.
- 10- Enjektör üzerindeki sistem kullanılarak şiringa içinde opak madde olsa bile, çıkarılabilecek ve şiringa kaldığı yerden başka bir işlem için kullanılabilecektir.
- 11- Teklif edilen şiringalar, cihazı üreten firmanın {Medrad Inc.} üretimi orijinal şiringa veya uygunluğunu yazılı olarak onayladığı ürünler olacaktır.
- 12- Şiringaların ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi, maksimum basınç limiti, lot numarası ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.
- 13- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

  
Prof. Dr. Serdar TARHAN  
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi