

STERNUM KESİCİ TESTERE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Hastanede kullanılan M6-030 Elektrikli sternum testeresi el ataçmanına uygun olmalıdır.
3. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası ve CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de “ stainless “ ibaresi silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.
4. Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı