

- seviyesine getirmeli ve kullanıma hazır olduğunu ilgili indikatörle belirtmelidir.
- 9.a Ünite mikro işlemci kontrollü, dijital (grafik) ekranlı olmalı, menü üzerinden yapılan işlemler Ekranda Türkçe olarak izlenebilmelidir.
- 9.i Ünite 85-264 VAC aralığında voltaj değişmelerinden etkilenmeksizin sorunsuz olarak çalışmalıdır.
10. Teknik Şartnamenin yukarıdaki tüm maddeleri cihazın Türkçe broşürü üzerinde tek tek işaretlenmelidir.
11. Ter Testi Kiti ;
- 11.a. Pilojel diskler ve Kollektör 2-8° C sıcaklıkta muhafaza edilebilmelidir. Kitler orijinal ambalajında olmalı ve CE işareti taşımaktadır.
- 11.b. Her bir kollektörün yanında iontoforez işleminin gerçekleştirilebilmesi için iki adet pilojel disk verilmelidir.
- 11.c. Kollektör terin rahatça toplanabilmesi için konkav/tene değen bir yüzeye sahip olmalıdır.
12. Cihazla beraber aşağıdaki malzemeler verilmelidir
- a. Elektrot Kiti (mavi, kırmızı)
- b. Elektrot bağlama bandı (mavi, kırmızı)
- c. Mikro küvet (5 adet/Poşet)
- d. Dispenser şırınga ve küt iğne (2 adet)
- e. Yan keski Makas,
- f. CD olarak Kullanım kılavuzları
- g. Kalibrasyon Doğrulama Çözeltisi 90 mmol/L
- h. Kontrol Doğrulama Çözeltisi (40, 70, 130 mmol/L)
- i. Kapiler boru(30 cm./20 adet)
- j. Atık kabı
- k. USB 2.0 Bağlantı Kablosu
13. Teklif edilen ter testi cihazında herhangi bir arıza çıkması durumunda firma 24 (yirmi dört) saat içinde müdahale etmeli, bu sürede arıza giderilemiyorsa 72 (yetmişiki) saat içinde bir cihaz laboratuvarımıza herhangi bir ücret v.s. talep edilmeden firma tarafından kurulması garanti edilmelidir.
14. red edilecektir.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk-Sağlık ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Dip. No: 221 / 2011
Tic. No: 29994-51155