

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

ÇİNKO ANALİZ KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SUT Kodu	Malzeme Adı	Talep Edilen Test Sayısı
1.	900.950	Çinko	1200 TEST

- 1- Kit deproteinizasyonsuz direk kolorimetrik yöntemle çalışmalıdır.
- 2- Kit kullanıma hazır, likit reaktif olmalıdır.
- 3- Serum çinko analizi için analitik aralık 4 – 2000 ug/dl olmalıdır.
- 4- Numune olarak serum veya plazma (heparinli) ve seminal sıvı kullanılabilir.
- 5- Kitin kalibratörü kit ambalajı içeriğinde ve likit formda olmalıdır.
- 6- Kitin ambalajı Reaktif 1: 5x20 ml, Reaktif 2: 1 x 11 ml olmalıdır.

Prof. Dr. Fatma TANELİ

Tıbbi Biyokimya AD

Prof. Dr. Zeki ARI

Merkezi Laboratuvar Koordinatörü