

DISPOSABLE OYNAR BAŐLI  
DÜZ KAPATICI STAPLER 55-4.8 MM  
( KALIN DOKU )  
TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. İki-sıra titanium stapler ile 55 mm uzunluęunda kapama yapmalıdır.
3. 320 derece rotasyon, en fazla 120 derece artikülasyon yapabilmelidir
4. Tek elle kullanıma uygun olmalı, stapler üzerindeki kapama kolu sayesinde açma ve kapama işlemleri yapılabilir.
5. Derin bölgelerde kullanımı kolaylaştırmak amacı ile dar anvil profiline sahip olmalıdır
6. Hemostaz ve pedikülün beslenmesi için zımbanın ideall "B" formasyonunda kapanmasını sağlayacak uygun doku aralığı kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır.
7. Bu mekanizmanın aktif olduęu stapler üzerindeki kapama kolunda bulunan siyah bant sayesinde kullanıcı tarafından tespit edilebilmelidir.
8. Stapler ateşlendiğinde tetik mekanizması sesli bir uyarı ile kilitlenmelidir.
9. Staplerin kontrol dışı ateşlemesini engellemek üzere tetikte emniyet mandalı bulunmalıdır.
10. Staplerin kartuşundaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemeden sonra 2.0 mm olmalıdır.
11. Kartuşun içinde 19 ±2 adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0.28 ± 0.2 mm olmalıdır.
12. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet sabit kartuş bulunmalıdır.
13. Steril paketi malzeme en az 4 yıl miyadlı olmalıdır.
14. Verilecek numune üzerinden zımba kapanışı "B" formasyonu deęerlendirmesi yapılacaktır.

  
Prof. Dr. Yavuz KAYA  
C.B.U.F. Genel Cerrahi A.D  
Dip. No: 6751/37780-52878