

STAPES PİSTON PROTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yekpare bedeni floroplastik (telsiz, Causse tip) olmalıdır.
2. Piston uzunluđu 6,00 mm olmalıdır.
3. Piston apı 0,6 mm olmalıdır.
4. Tekli, steril kutularda ve ameliyatta kullanıma hazır olmalıdır.
5. CE rn kalite belgeli olmalıdır.

Prof.Dr. Asım ASLAN
KBB Hastalıkları Uzmanı
Celal Bayar niversitesi Tıp Fakltesi
Dip. Tescil No : 57425-41246
Dip. No : 91 AA 056