

TROPONİN I KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ


SUT KODU: 904 010

Alım miktarı: 320 test

1. Cihaz kan t p n n  zerine yerleřtirilmesinden itibaren t m ařamaları otomatik olarak kendi yapmalıdır. Cihaz tam kanda analiz yapabilmelidir.
2. Cihaz minimum  rnek kapasitesi 2 mikrolitre olmalıdır.
3. Kitlerin kontaminasyonunu engellemek amacıyla kullanıma hazır test kartuřları řeklinde olmalıdır.
4. Kitin ambalajı en fazla 10 testlik kartuřlar halinde olmalıdır.
5. Cihaz  alıřılan son kontrol sonucunu hafızasında saklayabilmelidir.
6. Cihazın Troponin I analitik sensitivitesi (limit of detektion)<0.010 ng/ml olmalı ,  l  m aralıkları 0.010-25 ng/ml olmalıdır.
7. Cihaz EDTA'lı numune veya lityum heparinli tam kan kullanmalıdır.
8. Cihaz immunassay teknolojisi ve time resolved florimetrik deteksiyon teknolojisi ile analiz yapmalıdır.
9. Cihaz test sonu larını kantitatif olarak rapor etmelidir.
10. Cihaz  zerindeki dokunmatik ekran  zerinden y netilebilmelidir.


Prof. Dr. Fatma TANELİ

Laboratuvar Birim Sorumlusu


Prof. Dr. Zeki ARI
Merkezi Laboratuvar Koordinat r 