

UZUN INTRODUCER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Introducer set vasküler girişimlerde arteriyal ve venöz kullanıma uygun olmalıdır.
2. Introducer sheath'in hemostazik valfi rahat kateter kullanımı sağlarken, kan sızıntısında ortadan kaldırılmalıdır.
3. Herbiri set, uygun uzunlukta hemostasis valtli sheath, sheath' e bağlı 3' lü musluk yan uzatma, sheath ile uyumlu uzunlukta damar dilatöründen oluşmalıdır.
4. Sheath içerisindeki dilatöründe bulunan kilid sayesinde yerleştirme sırasında dilatörün geriye kaçması önlenmelidir.
5. Kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmatize etmeyecek şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır.
6. Introducer set içerisindeki sheath'in uzunluğu 45-65-80 cm olmalı ve dilatör uzunluğu sheath ile uyumlu uzunlukta olmalıdır. Uzunluklar kliniğin isteği ile belirlenecektir.
7. Kanül iç ve dış yüzeyi vasküler giriş – çıkış işlemlerinde kateterin rahat hareketi için özel kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
8. Introducer içinden en az 0,035 inch Guide Wire geçmelidir.
9. Introducer setlerin 6-101 arası kalınlıkta değişik çaplarda seçenekleri olmalıdır. Bölümün talebine göre alınacak introducer setlerin çapları belirlenecektir.
10. Introducer setler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde ulular arası standartlara uygun ölçüleri , kod numarası , lot numarası, son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
12. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.
13. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Serdar TARHAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi