

(OR2200)

**VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

1. Vakum yardımcı toplama seti, vakum yardımcı kapama seti ve vakum cihazı ile birliğine uygun üretilmiş ve fonksiyonelliğini sağlanması açısından aynı marka olmalıdır. Toplama kabı üzerinde üretici firma marka bilgisi bulunmalıdır.
2. Vakum yardımcı toplama setinden dışarıya kokulu, bakteriyel ve sıvı sızdırmayan filtrasyon sistemi olmalıdır.
3. Vakum yardımcı toplama seti, hasta, sağlık personele ve yardımcı personele için kontaminasyon ve bulaşma riski oluşturulmaması için çözümlenebilir şekilde açılabilir, temizlenebilir veya kesilebilir olmamalıdır.
4. Vakum yardımcı toplama seti parçaları hiçbir şekilde uygulayıcı ve kullanıcıya zarar verecek şekilde çapak ve keskin kenarlar içermemelidir.
5. Vakum yardımcı toplama seti içindeki sıvının görünmesine izin verecek şekilde şeffaf olmalıdır.
6. Vakum yardımcı toplama seti farklı yara durumlarında kullanılabilmesi üzere 200 ml, 400 ml ve 800 ml (±50ml) sıvı toplama kapasitesi seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. Vakum yardımcı toplama seti içersinden toplanan sıvıyı katılaştırarak hareket etmesini engelleyecek jelleştirici ajan olmalıdır.
8. Vakum yardımcı toplama seti tek kullanımlık ve enfeksiyon kontrol yöntemleriyle steril edilmiş olmalıdır.
9. Vakum yardımcı toplama seti vakum cihazına entegre şekilde ilave hortum bağlantı sistemi yapmadan takılabilir olmalıdır (tek parça olmalıdır).
10. Vakum yardımcı toplama setinin son kullanımı tarihi malzemenin teslimatından itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
11. Vakum yardımcı toplama seti tekli ambalajında olmalıdır ve ambalaj üzerinde ürün bilgisi, son kullanımı tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
12. Vakum yardımcı toplama setindeki bağlantı hortumu, kapamadan gelen bağlantı hortumuna kaçak ve ayrımaya karşı güvenli olarak Luer Lock kilit sistemi ile bağlanmalıdır.
13. Vakum yardımcı toplama setinin bağlantı hortumunda klempin bulunmalıdır ve bu sayede pansuman değişiminde meydana gelebilecek sıvı refüsu engellenmelidir. Toplama setine ait bağlantı hortumu, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu olmalı ve kolaylıkla takılabilir olmalıdır.
14. Vakum yardımcı toplama seti CE belgesine sahip olmalıdır.
15. Vakum yardımcı toplama seti vakum cihazının sağladığı sürekli ve aralıklı terapidurunda çalışmasına uygun olmalıdır.
16. Vakum yardımcı toplama seti toplama kabının dolması durumunda cihaz çenesine sıvı geçirmeyecek filtre sistemine sahip olmalı ve kabın dolması durumunda sesli ve ekran üzerinde görsel olarak uyarı vermelidir.
17. Vakum yardımcı toplama seti uygulama esnasında oluşacak kaçaklara karşı vakum cihazının sesli ve ekran görüntüsü uyarısı vermesi için uygun olmalıdır.
18. Vakum yardımcı toplama seti vakum cihazı üzerinden ayarlanabilen basınç ve tedavi aralığı seçenekleri ile uyumlu olarak çalışabilmelidir.
19. Vakum yardımcı toplama seti vakum cihazının kapama seti ile olan bağlantılarda meydana gelebilecek bıkma durumuna karşı sesli ve görüntülü uyarı vermesi için uygun olmalıdır.
20. Vakum yardımcı toplama seti uygulama terapilerinde mekanik stimulus özelliğini koruyacak dayanıklılığa sahip olmalıdır.
21. Vakum yardımcı toplama seti ile vakum cihazı arasındaki bağlantıyı sağlayan ekipman, kapama süngerini hastadan çıkarmadan vakum cihazından ayırmayı ve yeniden birleştirmeyi sağlamalıdır.
22. Vakum yardımcı toplama seti ile kullanıcılar vakum cihazı terapötik kesintiye uğratılmadan rahatlıkla taşıyabilirler en fazla 1 kg ağırlığında olmalı ve taşımayı kolaylaştıran çanta tutacak askı ve donanımı ile beraber sağlanmalıdır.
23. Vakum yardımcı toplama seti ile kullanılan vakum cihazı 50 mmHg ile 230 mmHg basınç aralığında vakum işlemi yapabilmelidir.
24. Vakum yardımcı toplama seti ile kullanılan vakum cihazı şarj edilebilir bataryaya sahip olmalı ve batarya tam şarj edildikten sonra normal koşullarda fışe takılı olmaksızın en az 6 saat tedaviyi sürdürmelidir.

25. Vakum yardımcı toplama seti ile birlikte kullanılan vakum cihazlarının TITUB kaydı ve hasta güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
26. Vakum yardımcı toplama seti tükeneinceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin gereksinimi kadar belirtilen özelliklerdeki vakum cihazları ücretsiz olarak teklif veren firma tarafından sağlanmalı ve mevcut cihazlarda oluşabilecek arıza halinde 24 saat içinde cihaz desteği sağlanmalıdır.
27. Yüklendiği firma bozuk ve hatalı çıkan ürünlerin yönüyle değişimlidir.