

VAKUMLU KALP SABİTLEYİCİ AYAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalp kasını vakumla askıya almalıdır.
2. Dolaşım düzenini bozmamalıdır.
3. Sabitlenmesi hedeflenen dokunun hareketini en az 20'de 19 oranında azaltmalıdır.
4. Çok amaçlı demirbaş kolun ucuna takılabilmelidir.
5. Bilye uçlu aparat eksenı etrafında bir tam tur dönebilmelidir.
6. Ayakları şeffaf olmalıdır ki cerrahi görüş alanı kısıtlanmasın.
7. Aparatın her bir ayağında 4'er vantuz bulunmalıdır.
8. Ayakları bükülebilmelidir; böylece sabitleyici hedef dokuyu tam kavrar.
9. Birden fazla damarın ucunu birleştirmede kullanılabilmelidir.
10. Vakum ayarı ürün etiketi üzerinde yazılı olmalıdır.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren enaz 3±1 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif veren firma teklif ettiğı ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
13. Teklif veren firma teklif ettiğı malzemelerin UBB Lod numarası SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.
14. KV 1350

Prof.Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı