

VİTREORETİNAL GÖRÜNTÜLEME ATAÇMANI DAR AÇILI LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ (EIBOS 2)

- 1- Dar açılı lens vitreoretinal görüntüleme sistemi ile uyumlu olmalıdır..
- 2- Dar açılı lens 90D olmalıdır.
- 3- Dar açılı lensin görüntüleyeceği alan 90 derece olmalıdır.
- 4- 134°'de otoklav yapılabilmelidir.
- 5- Çalışma mesafesi 4-7 mm. arası olmalıdır.
- 6- Haag Streit marka Eibos 2 model non-contact vitreoretinal cerrahi ataçmanı ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.