

VİTREORETİNAL GÖRÜNTÜLEME ATAÇMANI GENİŞ AÇILI LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ (EIBOS 2)

- 1- Geniş açılı lens vitreoretinal görüntüleme sistemi ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Geniş açılı lens 132D olmalıdır.
- 3- Geniş açılı lensin görüntüleyeceği alan 124° olmalıdır.
- 4- 134°'de otoklav yapılabilmelidir.
- 5- Çalışma mesafesi 4-7 mm. arası olmalıdır.
- 6- Haag Streit marka Eibos 2 model non-contact vitreoretinal cerrahi ataçmanı ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.