

**OTOMATİK CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNASI SOLÜSYONU**  
**(ALKALİ)**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. İçerisinde; potasyum hidroksit, fosfonatlar, silikatlar, ve kompleks yapıcı malzemeler bulunmalıdır.
2. Konsantre halde olmalıdır. PH aralığı 13-14 olmalıdır.
3. Muhtemel kireç tortuların oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tortularını da uzaklaştırılmasını sağlayan özellikte olmalıdır.
4. Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
5. Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalarını engelleyici olmalıdır.
6. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde, anestezi alanında, mikrobiyolojide ve laboratuarlarda kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullanılabilmelidir.
7. Ürünün TITUBB'da kaydı bulunmalıdır.
8. Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
9. Bir adet otomatik yıkama makinası kullanıma bırakılmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFİ  
CBÜTF Aile Hekimliği  
Dip. No 9542, Tarih No 10/03/2018