

SİLİNDİRİK YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır. Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir.
- 2-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 3-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 4- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 5- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 6-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 7-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 60° kadar makinede yıkanabilmelidir.
- 8- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 9- Yoğun bakım destek pedi dış yüzeyi gümüş iyonları ile kaplı olmalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 11- Yoğun bakım destek pedi 75cmx18cm (uzunlukxgenişlik) ölçülerinde olmalıdır.

Prof. Dr. Cengiz T. Çiğdem
Dış Tıp Fak. 30835-42843
C.B. T.C.
Ankara Tıp Fak. ve Pediyatri


ÜÇGEN YOĞUN BAKIM DESTEK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Uygun pozisyonlamada basınç ülserinin önlenmesinde yardımcı olmalıdır.
- 2-Yoğun bakım destek pedi antibakteriyel yapıda olmalıdır.Mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlamayı gerçekleştirmelidir ve gümüş iyon kaplı olmalıdır.
- 3-Yatak yaralarının önlenmesinde tüm gerekli özellikleri sunmalıdır.
- 4-Yoğun bakım destek pedi 1000 yıkama garantili olmalıdır.
- 4-Mikro gözenekli kumaş bi-elastik kombinasyonun ve hava geçirgen kaplama yastığı maksimum hava akışını sağlamalıdır.
- 5- İnce mikro fiberden oluşan dolgu maddesi yavaş geri salım ile mükemmel bir şekilde vücudu sarmalı ideal basınç dağılımı sağlamalıdır.
- 6- Basınç yaralarını önleyerek mikrobiyel enfeksiyonları kısıtlayarak uygun pozisyonlanmayı pekiştirmelidir.
- 7-Kaplaması poliüretan malzemeden dolgu maddesi yavaş geri salınım mikrofiber malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 8-Yoğun bakım destek pedi su geçirmemeli ve 95° kadar makinada yıkanabilmelidir.
- 9- Yoğun bakım destek pedi oyuk tasarımlı olmalıdır.
- 10- Yoğun bakım destek pedi maserasyonu önlemeli . Higroskopik özellikleri nem emilimi sağlamalıdır.
- 11- Yoğun bakım destek pedi uzun süreli yatağa bağlı kalan kişilerin çeşitli destek ve konfor fonksiyonlarını gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır ve aşağıdaki ölçü ve miktarlarında teslim edilmelidir.
- 12-Üçgen yoğun bakım destek pedinin ölçüleri 56x56, 32x32 ve 28x28 cm olmalıdır.

Prof. Dr. Muzaffer POLAT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Pediyatrik Nörolog
Dip. No:221 Dip. Tes. No:36634-54155

TOPUK DESTEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ayağın düşmesini kontrol ederek topuk basıncını azaltmalıdır.
- 2-Hafif ve kompakt olmalı cilt soyulmasını azaltmalıdır.
- 3-Bölgesel basınç yarısı rahatlamasını sağlamalıdır.
- 4-Topuk desteğinin kaplaması %65 poli üretan -%35 polyester malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 5-Topuk desteğinin iç malzemesi yavaş esnemeli hafızalı köpükten üretilmiş olmalıdır.
- 6-Topuk desteği 95 dereceye kadar makinada yıkanabilir, 60 dereceye kadar kurutucuda kurutulabilir olmalıdır.
- 7-Topuk desteği EN597-1 ve EN597-2 yangın standartlarına uygun olmalıdır.
- 8-Topuk desteği ebatları yetişkin boy için 22 x 14 x 14 , çocuk boy için 18x10x10 olmalıdır.


Prof. Dr. Mehmet Toprak
Dış. Tes. No: 3098542845
C.B. 141F
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D.