

İĞNE ELEKTRODU (BOTOX ENJEKSİYONU) TEKNİK ŞARNAMESİ

1. Botulinum toksin enjeksiyonları ve sinir blokları için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
2. EMG aktivitesini kayıt amacı ile stimulasyon amacı ile veya ilaç enjeksiyonu amacı ile kullanılabilir.
3. Touch – prof konnektörü, kablosu ve iğne tek parça halinde olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. İğne elektrod uzunluğu yetişkin hastalarda 55 mm olmalıdır.
6. Kayıt bölgesine kadar Teflon izolasyonlu olmalıdır.
7. Kablosu en az 75 cm uzunluğu olmalıdır.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Algoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 53721
Algoloji Uzmanı
C.B.U. Tıp Fak. FTR ABD