

BAKTERİYOLOJİ LAB. MALZEMELERİ -ŞARTNAMESLER

İmmun Serum (Antiserum) Teknik Şartnamesi

1. İmmun serumlar belirtilen serotipleri saptamaya yönelik olmalıdır.
2. İmmun serumlar ambalajlarda hazır olarak bulunmalı, konsantre halde olmamalı ve ayrıca sulandırılmamalıdır.
3. Ambalaj üzerinde gerekli açıklamalar (son kullanım tarihi, lot numarası ve hangi bakteri türüne ait olduğu) yazmalıdır.
4. İmmun serumların miyadı teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır.
5. Sağlık Bakanlığının ürüne vermiş olduğu UBB kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Serkan
Klinik Mikrobiyoloji
2020

II.MUHTELİF MALZEMELERTEKNİK ŞARTNAMESİ

16*150 mm Cam Tüp

- 1- Cam test tüpü olmalıdır.
- 2- Isıya (200° C) dayanıklı olmalı.
- 3- Dibi yuvarlak olmalıdır.
- 4- Laboratuvar kullanımına uygun olmalı.

16*100mm Vida Kapaklı Cam Tüp

1. Cam test tüpü olmalıdır.
2. Siyah vida kapaklı olmalıdır.
3. Vida kapakları tam sızdırmaz olmalıdır
4. Otoklava dayanıklı olmalı.
5. Dibi düz olmalıdır.
6. Laboratuvar kullanımına uygun olmalı

Thoma Lamı Teknik Şartnamesi

- Kalibrasyonu standarta uygun olmalıdır.


İmmersiyon Yağı Teknik Şartnamesi

1. Berrak ve ışık mikroskopunda kullanımına uygun olmalıdır
2. Gram boyalı preparatlarda 100'lük objektifle kaliteli görüntü sağlamalıdır

Cerrahi Penset Teknik Şartnamesi

1. 15-16 cm uzunluğunda olmalıdır
2. Paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.
3. Dişsiz olmalıdır
4. İnce uçlu olmalıdır

Doç. Dr. Serkan
Klinik Mikrobiyoloji

42601


Steril Eküvyon Teknik Şartnamesi

1. Eküvyonlar 15 cm.ahşap çubuk ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.
2. Her bir eküvyon tekli steril kağıt (şeffaf olmayan) paketler içinde olmalıdır.
3. Malzemenin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Son kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
5. Malzemelerle ilgi bir sorunla karşılaşırsa 48 saat içinde yenileri ile değiştirilebilmelidir.

Anaerop Gaspak Ve Anaerop İndikatör Şartnamesi

1. 2.5-3 L anaerobik jar ortamında kullanmaya uygun olmalıdır
2. Paketin üstünde lot numarası, içeriği ve son kullanma tarihi bulunmalıdır
3. Ürünün üzerinde saklama koşulları belirtilmelidir
4. Son kullanma tarihi en az 1.5 yıl olmalıdır
5. Sorunlu olan paketler firma tarafından ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilmelidir

Biyolojik İndikatör (Buhar Otoklav) İçin Teknik Şartname

1. Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.
2. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu 24 -72 saat içinde gösterebilmelidir.
3. Testin sonucu kolaylıkla göz ile okunabilmelidir. Test sonucu alınırken ürün kontrol tüplerinde negatif sonuçta renk değişimi olmamalı, pozitif sonuçta renk değişmelidir
4. Ürün üzerinde son kullanma tarihi bulunmalı, raf ömrü üretim tarihi itibariyle 1,5 yıl, miyadı hastaneye teslim tarihi itibariyle en az 12 ay olmalıdır.
5. Testin güvenilirliğini ve geçerliliğini temsil eden analiz sertifikaları bulunmalıdır.

Doç. Dr. Semra KURUTER
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D.
4280

