

KPET SİSTEMİ GAZ KALİBRASYON TUP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

1. KPET sistemi , gaz kalibrasyon tüpü, hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Correx Metalyzer 3B)
2. Özel sızdırmaz tüp içerisinde olmalıdır.
3. Gaz kalibrasyon tüp içerisindeki gaz oranları CO2%5,O2%15,BAL.N2 şeklinde olmalıdır.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR 3B Algolcu Usmaniye
Dip. 165 No 53721
Algolcu Usmaniye No 90/92
C.B.U. 116 Fak. FTR ABD

KPET SİSTEMİ SİMPLE LİNE/HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Vazgeçilmez Teknik Özellikleri

2 ADET 2 METRE SİMPLE LİNE/HORTUM

1. Hastanemizde kurulu olan sistem/marka ile uyumlu olmalıdır.(Cortex Metalyzer 3B)
2. Simple line, özel yapısı sayesinde ortamdaki havayı cihaza aktarabilmeli bu sayede cihaz nem, basınç, oda sıcaklığı vb. parametrelerin analizini yapabilmelidir.

Prof. Dr. Canan TIKIZ
FTR ve Algoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 53721
Algoloji Uz. Tes. No: 90192
C.B.U. Tıp Fak. FTR ABD