

İKİ YOLLU LARENGEAL MASKE ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Silikondan yapılmalıdır. Latex içermemelidir.
3. En az 40 kere kullanılabilir olmalıdır. Otoklavda 134 °C'de sterilize edilmelidir.
4. Birbirine yapışık 2 tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşacak. tüpün solunumla ilgili olanı tel destekli sarmal (spiral yapıda) diğeri ise düz yapıda. gastrik kanala giriş için uygun yapıda olacaktır.
5. Gastrik kanala ait tüp nazogastrik tüpün geçişine uygun olacaktır. Burada ençok 18 mm.lik nazogastrik sonda geçişi sağlanacaktır.
6. Ucunda anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15 mm.lik standart konnektörü bulunmalıdır.
7. Hasta tarafından ısırılarak hava yolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinde koruyucu bir katmana (bite-block) sahip olacaktır.
8. Her bir iki yollu laringeal maske ile birlikte bir adette aynı numara laringeal maske classic disposable verilmelidir.
9. Kafın kolay ve hızlı inmesini sağlayan ayrı bir kapaklı pistonu olmalıdır.
10. Numune getirilmesi zorunludur.

