

1. Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F (KR1059)

1. Sol sağ Judkins, sağ 3D RC ya da Williams Right şeklinde olmalıdır.
2. Rafetelilik çentiri yüksek olmalıdır.
3. Bükme kırk özelliği göstermelidir.
4. Gövde fraksiyonu yapıda ve aldranmak ucu soft olmalıdır.
5. Büyük empsitül malzeme den üretilmiş olmalıdır.
6. Triantijenitayı azaltmak ve kayganlığı arttırmak için üstü uygun bir maldeyle kaplanmış olmalıdır.
7. Proximal uç bir hub ile ve diğer ucunda kateter sağ ağılı bulunmalıdır.
8. En az 100cm uzunlukta, high flow olmalı 1200 psi altında dayanabilmelidir.
9. Sağ judkins 3-4-5-6 ya sol judkins 3-3-4-4-5-6 hlerinde olmalıdır.
10. Kırık tarafından hüyma göre ayrılan benzercek sayısında sağ-sol Judkins ve sağ koroner için 3DRC kateterler firma tarafından sağ kullanması olmaksızın temin edilecektir.
11. Kateter tek parça halinde yekpare yapıda olmalı. Kateter ucu eklemeye yada yapıştırmaya elnamalıdır.

2. İnflator-Deflator (KR2010)

1. Dilatasyon Latentman şişirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
2. 20cc kapasiteli ve 30 atm basınç skalalı manometreye sahip olmalıdır.
3. Ergonomik dizayna sahip olmalı sol yada sağ elle rahatlıkla manipule edilebilmelidir.
4. Şişirme cihazı hızlı şişirme, kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye, yüksek basınçlarda dahi hızlı basınç azaltmaya elverişli olmalıdır.
5. Şişirme cihazı, hava kabarcıklarının gözlemlenmesine olanak sağlayan şeffaf (transparan) mamul olmalıdır.
6. Sistem şişirme ünitesi (hazne), basınç skalası (manometre) yüksek basınçlı üç yol musluk (stopcock) ünitelerinden oluşmalıdır.
7. Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

3 Otomatik Y Konnektör-Torquer Yönlendirici Seti(KR1145)

çirpimci (PTCA BENT vb.) işlemler esnasında hemostat ve infüzyon ağızları kullanılacaktır.

Ürün paketinde bir adet özene uzatma hatı(20 cm ve 50 cm uzunluk opsiyonları bulunan) ve 2 yollu musluk monte edilmiş valf Y konnektör Kılavuz tel yönlendirici ve Torquer olmalıdır.

Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarını gidermeye, mütade edebilecek şekilde şeffaf yapıda olmalıdır.

Guide wire indirilmeden metal ucu kart kalınlığı 0.14 ve 0.021 kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade edilecek ve boyu da en az 8 cm olmalıdır.

Y-Konnektör valf trikümpit tüpün yapıda açılıp kapanması çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek başına birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme edilememelidir.

Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel ayrıca döndürmeye ek olarak itme-çekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılmak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir.

Valf içi lümeni gerektiğinde kissing pta işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır.

Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (milyadı) olmalıdır.