


## **(8)Sperm Immobilizasyon Solusyonu**

1. Ürün sperm immobilizasyonu için 10% PVP içermelidir.
2. Ürün 5 mg/ml (0.5%) human serum albumin içermelidir.
3. Ürünün endotoxin LAL testi yapılmış olmalıdır.
4. Sterilite seviyesi (SAL) 10-3 olmalıdır.
5. Ürün 2-8 derece arasında saklanmalıdır.
6. Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 ay olmalıdır.
7. Ürün 5x0.5 ml ambalajda olmalıdır.



Doç. Dr. Yıldız UYAR  
C.B.U. Tıp Fakültesi  
Kadir Hastanesi ve Doğum  
Dip. No: 6108 - Tesell No: 64222

**SPERM TOPLAMA KARI TEKNİK SART NAMESİ**

1. Polistireen dari İthal edilmiş olmalıdır.
2. Non-toksik özellikte olmalıdır.
3. Yalnız kapaklı olmalıdır.
4. Üre dolumu 4 ml olmalıdır. 6-8 cm boyunda olmalıdır.
5. Tek les ile il parçelerde paketlenmiş olmalıdır.
6. OPS ve OTS kaydı tutulmalıdır.



Gamete-Dosif Yıkama Soltisyonu Teknik Sırtnamezi

1. Tıbbi hammetler için kullanılmamalıdır.
  2. HEPES tam mola量ında ve spesim CO<sub>2</sub> siz ortamda bezirkimsiz form kullanılır.
  3. Osmolarite kontrolleri üzerinde tıbbi ve İCTN sistemde kullanılır.
  4. HEPES tam mola量ında 20% non-essential amino asit ve Human Serum Albumin yer almaktır. Sonradan herhangi bir protein ilavesine ihtiyac duyulmamalıdır.
  5. HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis ve diğer patotenerler için test edilmiş olmalıdır.
  6. T.S.A. yerine sitosol adı herhangi bir protein ilavesine ihtiyac duyulmamalıdır.
  7. MEA (care embryo testi) testi yapılmış ve %30 organarda testten geçmiş olmalıdır.
  8. Ozonatifte aralığı 245 - 275 mOsm / kg olmalıdır.
  9. pH aralığı 7,3 - 7,5 olmalıdır.
  10. Endotoz sin. oran 0,4 EU/ml den az olmalıdır.
  11. Steril 5 ml'lik cam vükelere olmalıdır.
  12. Vükelar üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtmeli olmalıdır.
  13. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden başlamak üzere en az 8 hafta olmalıdır.
  14. T.C. Tıbbi Tıbbi Çerez Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
  15. Tıbbi çerezlere veya bayı olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge lıraz etmelidir.
  16. OBS ve OTS kayayı bulunmalıdır.

*D. C. 1900*

## Bölümü: Evrensel Kütür Medyumu (20 ml.) Teknik Sartname

1. Olimpus Evrensel Kütür Medyumu, bakterisondan bağımsız ve radyasyondan zıgotlar arasında 8 saatlik yaşaraya gelinceye kadar etkili olmalıdır. Üst özet ekran dizayn edilmesi gerekmektedir.
2. Dizayn, oramı dasde birim Vat oramı yükselt, böylece dizayn edilmişsi sayesinde erken emlak tyo gelişmeleri optimize etmelidir.
3. HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis ve dişler patientler için test edilmeli olmalıdır.
4. HSA içen medya sonradan herhangi bir protein davasıne ihtiyaç duyulamazdır. Ancak bu kılavuzla Gıda İstihdamı Kriterlerindeki
5. MCA (Fare embriyo testi) testi yapılmış olmalıdır ve testten %80 ortamında geçmiş olmalıdır.
6. Özmosartıcarlığı 285 - 295 mOsm / kg olmalıdır.
7. %50 Karbondioksitli ortamda pH larının 7,3 - 7,5 olmalıdır, karbondioksitsiz ortamda pH aralığı 7,5 - 7,8 olmalıdır.
8. Endotoksin oranı 0,4 EU/ml olmalıdır.
9. Steril ve 29 ml lik cam siselerde olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmesi gereklidir.
11. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden başlamak üzere en az 8 hafta olmalıdır.
12. Teknik edilen urum, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
13. Uretici (İhaleci veya bayi olarak) TİTUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge toraz edilmelidir.
14. ÜBB ve UTB kaydı olunmalıdır.

