




Tek Kullanımlık Vakumlu Punch Teknik Şartnamesi

1. Keratoplasti ameliyatında donör korneanın tasarımının yapılması için üretilmiş olmalıdır.
2. Punch'un, 6.00 mm, 6.50 mm, 7.00 mm, 7.25 mm, 7.50 mm, 7.75 mm, 8.00 mm, 8.25 mm, 8.50 mm, 8.75 mm, 9.00 mm ve 9.50 mm çaplarında seçenekleri olmalıdır.
3. Punch 5 ml'lik siyah contalı yaylı enjektör, Silikon hortum, taşıyıcı blok ile bıçak taşıyıcısından oluşmalı ve yuvarlak tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
4. Punch taşıyıcı bloğunda 20 adet vakum deliği bulunmalı ve böylece donör korneanın kesim öncesi güçlü bir vakum ile fiksasyonuna olanak sağlamalıdır.
5. Donör korneanın merkezlenmesi için taşıyıcı blokta aralarında 9.5 mm mesafe bulunan dört karinal delik yer almalıdır. Gerekli olduğunda, Lamellar operasyonlar için bu delikler boyanarak, cerrahi için referans işaretler koyulabilmelidir.
6. Bıçak taşıyıcısının merkezinde pencere bulunmalı ve bu pencere bıçak yaklaşırken ve de kesi yapılırken donör korneanın görülmesi ve merkezlemenin kontrol edilmesine olanak sağlamalıdır.
7. Bıçak taşıyıcısı üzerinde lateral üç pencere yer almalı ve kesi yapılmadan önce vakumun kontrol edilmesine olanak sağlamalıdır.
8. Ürün steril orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve üretim parti seri numarası belirtilmiş olmalıdır.
9. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS de kayıtlı olmalıdır.




Dr. Oğuz Ünsal
M.C.Ü. Diş Fak. Göz Hast.
Diy. Teş. No: 117763


Dr. Oğuz Ünsal
M.C.Ü. Diş Fak. Göz Hast.
Diy. Teş. No: 117763


Dr. Oğuz Ünsal
M.C.Ü. Diş Fak. Göz Hast.
Diy. Teş. No: 117763

Hessburg Baron Vaccum Trepan Teknik Şartnamesi

- 1-Trepan, Keratoplasti ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- 2-Hassburg-Barron tipinde,vaccumllu olmalıdır.
- 3-Bıçağı ultra sharp olmalıdır.
- 4-Ambalajında steril olmalıdır.
- 5-6.0mm ile 9.0 arasında ölçüleri olmalıdır.
- 6- Gerektiğinde istenilen ölçü ile değiştirilecektir.
- 7- Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS de kayıtlı olmalıdır.




Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin Akın
M.C.B.Ü. Tıp Fak. Göz Hast.
Dip. No: 17763


Dr. Öğr. Üyesi
Hüseyin Akın
M.C.B.Ü. Tıp Fak. Göz Hast.
Dip. No: 17763

KORNEAL SAKLAMA SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. İçeriğinde Dextran, Sodyum Piruvate, Glikoz, amino asitleri, mineral tuzlar, vitaminler, gentamicin sulfate, hepes buffer, bicarbonate, phenol red bulunmalıdır.
2. Sıvı formda olmalıdır.
3. 20 ml lik cam şişelerde olmalıdır.
4. Süzme ile steril edilmiş olmalıdır.
5. +2°C-+25°C sıcaklıkta saklanmalıdır.
6. Raf ömrü 18 ay olmalıdır.
7. Sağlık bakanlığı UBB ve ÜTS de kayıtlı olmalıdır.



Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature and stamp. Stamp text: HÜSEYİN MAYALI, M.C.B. 1. T. F. Göz Hast., Dış. No: 117763.



Handwritten signature and stamp.