

ARTER/VEN TROMBOLİZ KATATER SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Ürün arteriyel pıhtı (3 aya kadar), periferik emboliler, Bypass ameliyat sonrası oluşan pıhtı (4 haftaya kadar), diyaliz şantında oluşan pıhtılar, Anjioplasti öncesi yumuşak plaklar ve oklüzyonlar, anjiyoplasti veya katater işlemleri sonucunda oluşan pıhtılar ve venöz pıhtılarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- Katater üzerinde doğru yerde konumlandırmayı sağlayan anjio ve röntgen altında görülebilen platin markerler bulunmalıdır.
- 3- Katater en fazla 5 Fr çapında olmalı. katater üzerinde lysisi sağlamak için bir y konektörü bulunmalıdır ve katater uzunluğu en az 105 cm olmalıdır.
- 4- Lysis alanı en az 10 cm olmalıdır ve Lysis için delikler tüm damar çaplarında kullanılmak üzere logaritmik olarak konumlandırılmış olmalıdır.
- 5- Lezyona erişimi kolaylığını sağlamak için set içerisinde katatere uyumlu 0,035 inç kılavuz tel olmalıdır.
- 6- Ürün Ethilen Oksit (EO) ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 7- Son kullanma tarihi en az 12 ay olmalıdır.

KV3159

Prof.Dr.Mustafa CERRAHOĞLU

Kalp Damar Cerrahi ABD Başkanı