

Koroner Kalp Kateteri Diagnostik 5F ve 6F (JR-JL-PİGTAİL) (KR1059)

- Handwritten signature: *Uzman*

Otomatik Y Konnektör- Torquer- Yönlendirici Seti (KR 1145)

- 1- Girişimsel (PTCA STENT vb.) işlemler esnasında hemostas ve infüzyon amaçlı kullanılacaktır.
- 2-Ürün paketinde bir adet üzerine uzatma hattı(30 cm. ve 50 cm.uzunluk opsiyonları bulunan)ve 3 yollu musluk monte edilmiş valfli Y-konnektör , kılavuz tel yönlendiricisi ve Torquer olmalıdır
- 3-Ürünlerin tümü sistemdeki hava kabarcıklarının görünmesine müsaade edecek oranda şeffaf yapıda olmalıdır.
- 4-Guide wire intraducer metal ucu künt kalınlığı 0.14 ve 0.021 kalınlığındaki kılavuz telin rahatça geçmesine müsaade etmeli ve boyu da en az 8 cm.olmalıdır.
- 5-Y-Konnektör valfi triküspit (üçlü) yapıda açılıp kapanmalı. çok damar müdahalelerinde uzun süreli ve tek hastada birkaç damara müdahaleye izin verecek şekilde dayanıklı olmalı ve deforme olmamalıdır.
- 6-Döndürülebilir (rotating) başlık vasıtası ile manuel, ayrıca döndürmeye ek olarak itme-çekme hareketiyle de kan akımı kısa sürede durdurulabilmeli ve kullanılacak malzemelerin rahatça geçişine müsaade edilebilmelidir.
- 7-Valf içi lümeni gerektiğinde kissing-ptca işlemine izin verecek genişlikte olmalıdır.
- 8-Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü (miyadi) olmalıdır.
- 9-Malzemeler üts ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali R. ÖZTÜRK
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38476 7225

Radial Anjiografi Glide Sheat Slender (KR2005)

A-) Radial Access Introducer Sheath Set

1. Radial Yaklaşım için özel olarak dizayn edilmiş ve 5 ve 6 French olmalıdır
2. Introdüser seti radial kullanım için uygun olmalıdır.
3. Introdüser seti içerisinde ponksiyon iğnesi ve teli yer almalıdır. Metalik ve Plastik tel/iğne opsiyonları olmalıdır.
4. Introdüser uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış, özel hidrofilik kaplama (M-Coat) ile dış yüzeyi kaplanmış olmalıdır.
5. Introdüser ucu atravmatik yapıda olmalı, introdüser, dilatör ve tel geçişi ponksiyonu kolaylaştıracak şekilde pürüssüz olmalıdır.
6. Introdüserin 10cm ve 16cm uzunluk çeşitleri olmalıdır.
7. 5F, 6F ve 7F çap opsiyonları olmalıdır.
8. Introdüserin ince duvar yapısı sayesinde +1F daha geniş iç kullanım sağlamalıdır. Buna göre introdüser duvar kalınlığı 0.12mm'yi geçmemelidir.
9. Introdüserler teker ambalajlanmış steril orijinal paketlerde olmalı ve paketler üzerinde uluslararası standartlara uygun introdüser ölçüleri, kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
10. Uluslar arası kalite belgelerinden CE'ye sahip olmalıdır.
11. 3' lü musluk ve Side Branch uzatması ürün üzerine sabitlenmiş olmalıdır.
12. Radial Sheat set Cross-Cut Hemostaz valv özelliği ile mükemmel kateter kullanımı sağlarken , kan akışına (sızıntı) karşı korumalı olmalıdır.
13. Teklif edilecek olan ürün , radial arter damara giriş esnasında ve kullanım sırasında travma ve spazm ı önleyici özellik taşıyan , özel bir hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.
14. Radial Access Introducer Sheath Set içerisinde bulunan Guide Wire' in dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde su tutucu özelliği olan M&M2 (OLEİK ASİTİN ESTERLEŞMİŞ FORMU) malzeme ile kaplı olmalıdır.
15. Radial Sheath Set' in tüm parçaları radyopak olmalıdır.
16. Ürünler, tek tek steril ambalajında olmalıdır.
17. Uluslararası, renk kodu ile, kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA) sahip olmalıdır.
18. Radial Access Introducer Sheath set içerisinde bulunan Spring mini guide wire 0.018" kalınlığında , 45 cm uzunluğunda , ve düz uçlu olacaktır.
- 19- Malzemeler üts ye kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Gönderen: Ali Rıza BİLGE
25/10/2015