

## DISPOSABLE KORUMALI CERRAHİ ÖNLÜK TEKNİK SARTNAMESİ

1. Önlükte kullanılan kumas virtilmeyen, medikal nonwoven, omurilik ve non-omurilik olmayan, geçici veya malzeme'den olmayan, kumas katılığı 20 g/m<sup>2</sup> olmalıdır.
2. Önlüklerin korumalı manşetleri kullanılarak rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalıdır ve sivri ve sığır nemli ve nötr bir kimya ile temizlenmelidir.
3. Önlükün boyun kısmı sırtının cildi tahrif etmeye ve yumuşak kumas tıye ile çevrelenmemiş olmalıdır.
4. Önlük iç ve dış bağcıklarının bağlama sırasında kopmaması için bağcıklar çapraz dikiş ile dikiilmiş olmalıdır.
5. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalıdır ve den hareketlerinde dikişler açılmayacak kadar sağlam dikimiş olmalıdır.
6. Önlükün göğüs ve kol kısımları çift kat kumaştan üretilmelidir. Önlüğün göğüs kısmında bulunan koruma boyun bölgesinde bağlayıp etek ucuna kadar uzanmalıdır. Kolların manşetten başlayıp omuza kadar olmalıdır.
7. Önlükler statik ilaçları geçirmemelidir.
8. Bir acetlik ambalajlarında teslim edilmelidir.
9. Ürün etiketinde; üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası yazılı olmalı, üreticimizdeki adı, bülge tam ve güncel olmalıdır.
10. Teslim veren firma denemek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf malzemelerine teslim etmelidir.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. Zarfı şeffaf numune alımı önerililecektir.
13. Ürünün mutlaka UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

