

Sheat Intraducer Set 5F, 6F, 7F, 8F Kısa (KR1061)

- 1-Kılıf uzunluđu en fazla 10cm uzunlukta, hemostatik valvli, dilatatör en fazla 15cm uzunlukta, guide wire 45cm uzunlukta 3 mm J curve'lı guidewire'dan oluşmalıdır.
- 2- Valv sheat' in yüzeyinden derin olmamalı ve çift kademeli olmalıdır.
- 3- Guide wire, vessel dilatör ve sheat arasındaki geçiş kademesiz (smooth transition) olmalıdır.
- 4-Sheat gövdesi kink yapmama özelliđi taşımalı ve sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 5-Cilde tespit için dikiş halkasına sahip olmalıdır.
- 6- Introducer 0.038" guidewire ile kullanılmalıdır.
- 7-Sheath introducer seti tek tek steril paketlerde bulunacak ve steril tarihi üzerinde olacaktır.
- 8-18 G iğne ile kullanılmalıdır.
- 9-Sheat içinde kateter geçirildiğinde, kateterin kenarında kan sızmasını önleyecek 6 yapraklı özel bir valf mekanizması olmalıdır.
- 10- Malzemeler en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 11-Malzeme ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.
- 12- İhalenin uhdesinde kaldığı firma istenildiği sayılarda 5F, 6F ve 7F ölçülerini sağlamalıdır.
- 13- Kliniğin gereksinimine göre deđişme işlemleri yapılmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza BİNGÖL
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576-37235

Manifold Kit Set (KR1149)

Set İerięi : Koroner Anjio Seti (y yollu Manifold + Koroner Anjio Enjektr + Opak ve Basın Baęlantı Seti)

zerindeki muslukların uzun kolları kapalı pozisyonda olacak řekilde ve 3 yollu rotating adaptr, saę pozisyonlu, kristal saydamlıęında, en az 400 psi basına dayanıklı olmalıdır.

- 1-) Set ierisindeki manifoldun 3 yollu musluklarının kullanım kolaylıęı bakımından kolayca ve yumuřak bir řekilde evrilebilir olması gerekmektedir
- 2-) Set ierisindeki anjio enjektr 12 cc olmalıdır, baęlantıları steril pakette baęlantılı olarak teslim edilmelidir.
- 2-) Set Steril paketlerde non-pirojenik olmalıdır.
- 3-) Paketler zerinde son kullanım tarihleri mevcut olmalıdır.
- 4-) Teklif edilen rnn CE belgesi mevcut olmalı

Prof. Dr. H. K. K. K. K.
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38428 - 37235

Kılavuz Tel Koroner Diagnostik 0.038 inç 150 cm (KR2004)

Teflon kaplı flex uç 6cm, J curve 3mm olmalıdır. Paslanmaz çelikten yapılı ve politetraflor etilen (PTFE) kaplı fixed core özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. H. B. İlleg
Kalp Hastalıkları Uzmanı
065 6 - 37230

Koroner Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik 0.014 inch (KR1083)

- 1- Koroner Anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 0.014(inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
- 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı. En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.
- 6- Radyopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır.
- 7- Uç ağırlığı en az 1.0gr olmalıdır.
- 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı.
- 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı

Prof. Dr. H. H. BİLGE
Kardiyoloji Uzmanı
365 76 37235