

DISPOSABLE TAB ELEKTOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İşitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Özel iletken olmalıdır.
- 3-Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
- 4-Birden fazla yapışıp sökülebilmek özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmelidir.
- 5-Crocodile elektrot ile kullanılabilirdir.
- 6-Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
- 7- Ag/AgCl içermelidir.
- 8-Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı.
Cela Bayar Üniv. Tıp Fak.
Dip. No : Tesc. No: 65811 - 104465
Dip. No : 00MS063

CİLT TEMİZLEME PASTASI TEKNİK SARTNAMESİ

100 GMS'lik tüp içinde olmalıdır

-İçerisinde aşağıdaki maddeler bulunmalıdır:

- Su
- Aluminum Oxide
- 1,2 Propanediol
- Sodium
- Polyacrylate
- Methylparaben
- Propylparaben
- D&C Blue1
- D&C RED40
- D&C Yellow 5

Yrd. Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN
KBB Hastalıkları Uzmanı.
Cemal Bayar Ünv. Tıp Fak.
Dip. No : Tesc. No: 65811-104415
Dip. No : 00MS062