

ORA-NAZAL PLUS MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (MEDIUM)

- 3- Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif havayolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BİPAP, APAP, İNVAZİV ve NON_İNVAZİV cihazları vb.) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 4- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 5- Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
- 6- Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.
- 7- Maske hastanın çenesini de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır.
- 8- Maskenin çeneye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır.
- 9- Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzhalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzhalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilir.
- 10- Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir.
- 11- Maske, kafa bandı düzgün takıldığı takdirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 12- Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektrik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır.
- 13- Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın tenaffüsü esnasında yukarı kalkmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır.
- 14- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske içi basıncı ölçümü yapılabilir.
- 15- Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır.
- 16- Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır.
- 17- Maske, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilir özellikte olmalıdır.
- 18- Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilir.
- 19- Maskenin boyutu medium olmalıdır.
- 20- Maske latex içermeyen özelliğe sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır.

n için hem gövdeye bağlan
olarak ayarlanabilmelidir.
icid i hem anastomoz
U.S.M. Dr. Mustafa Kemal
T.C. Sağlık Bakanlığı
Diyadin. Kurumları

- 19- İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir.
- 20- İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa ÖZGÜL
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. No: 427
Dip. Tes. No: 33009

Uzm. Dr. Deniz KIZILIRMAK
M.E.B U. Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 114433

ORA-NAZAL PLUS MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (LARGE)

- 1- Maske, hastaların tedavisine yönelik pozitif havayolu basıncı sağlayan cihazlarla (CPAP, BİPAP, APAP, İNVAZİV ve NON_İNVAZİV cihazları vb.) beraber kullanım için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup alın ve çene bölgelerini tamamen kapatacak ve herhangi bir hava kaçağını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 3- Maske birden fazla kullanım özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Maske üzerinde, hasta hortumunun takılması için döner başlıklı giriş bulunmalıdır.
- 5- Maske hastanın çenesini de kapsamalı, böylece maskenin yüzden kayıp kaçak olma riski ortadan kalkmalıdır.
- 6- Maskenin çeneye gelen kısmındaki delikler sayesinde, maske çeneye yapışmamalıdır.
- 7- Maskenin 360 derece dönebilen döner başlıklı girişi üzerinde bir ekzalasyon boşluğu gizlenmiş olarak bulunmalı ve böylelikle ayrı bir ekzalasyon portuna gerek duyulmamalıdır. İstendiğinde bu port çıkartılarak yerine non-vented port takılabilmelidir. Bu sayede invaziv modlar kullanılabilir.
- 8- Maske ile birlikte 1 adet elastik çok kullanımlı kafa bandı verilmelidir.
- 9- Maske, kafa bandı düzgün takıldığı takdirde kaçak vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 10- Hortum girişinde disk şeklinde açılıp kapanan bir kapakçık (valf sistemi) bulunmalıdır. Bu kapakçık, elektrik kesildiğinde açılmalı ve kullanıcının nefes alabilmesini sağlamalıdır.
- 11- Disk şeklindeki kapakçık, sistemden gelen basınçlı havanın teneffüsü esnasında yukarı kalkmalı ve bu şekilde hastanın sadece cihazdan gelen havayı soluması sağlanmalıdır.
- 12- Maske yumuşak ve dayanıklı silikondan yapılmış olup üzerinde bulunan 2 adet kapaklı port kanülü takılarak gerekli maske içi basıncı ölçümü yapılabilmelidir.
- 13- Maskenin silikon alın yastığı bulunmalıdır.
- 14- Kafa bandının ayarlarını değiştirmeden maskenin takılıp çıkarılmasını kolaylaştıran 4 adet bağlantı aparatı bulunmalıdır.
- 15- Maske, sabunlu sıcak suda elde yıkanabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca dezenfektan kullanılarak da temizlenebilme özelliğine de sahip olmalıdır.
- 16- Maskede, hem alın yastığının takılı bulunduğu kısım için hem gövdeye bağlantı noktası farklı yüz tiplerine uyum için 3'er kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
- 17- Maskenin boyutu large olmalıdır.
- 18- Maske latex içermeyen özelliğe sahip olmalı, kullanıcıda herhangi bir alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır.

Prof. Dr. Feriye Kızılcık
Cerrahya ve Plastik
Dip. Tıp Fakültesi
Dip. Tıp Fakültesi
Dip. Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. Deniz Kızılcık
Dip. Tıp Fakültesi
Dip. Tıp Fakültesi
Dip. Tıp Fakültesi
114433

19- İhaleyi alan firma 1 adet numuneyi deneme amacıyla getirecek, hava kaçağı olması veya yeterli yumuşaklıkta olmaması durumunda uygunluk verilmeyecektir.

20- İlgili tüm ISO ve CE belgeleri bulunmalıdır.

Prof. Dr. Fikret ÇELİK
CBÜTF Göğüs Hast. A.D.
Dip. No: 243
Dip. Tes. No: 114433

Uzm. Dr. Deniz KIZILIRMAK
M.C.B.U. Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları A.D.
Dip. Tes. No: 114433

BİBAP DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hortumu standart çapta, en az 180 cm olmalıdır.
- 2) Hortum ucunda ekshalasyon portu olmalıdır.
- 3) Hortuma eklenmiş oksijen hattı bulunmalıdır.
- 4) Su tutucu haznesi bulunmalıdır.
- 5) Ölçüm hortumunda filtre olmalıdır.
- 6) Respironics Trilogy marka cihaza uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Ayşe SAYAR COSKUN
Celal Bayar Üniversitesi
Göğüs Hastalıkları AD.
Dip. No: 79926-48299